



## HYGIENEPLAN

Was ? Objekt, das gewartet werden soll	Wann ? Art der Wartung	Womit ? Produkt	Konzentration	Einwirkzeit	Wie ? Art der Anwendung	Wer? Verantwortliche/r
<b>Händedesinfektion hygienisch</b>	vor und nach jeder Behandlung	Unigloves® Haut- und Händedesinfektion	gebrauchsfertig	30 Sekunden	Hände vollständig mit Präparat benetzen (ohne Wasser), 30 Sekunden lang feuchthalten und verreiben. Danach bei Bedarf Handschuhe anlegen	
<b>Desinfektion kl. Hautpartien</b>	vor der Behandlung	Unigloves® Alko-Tupfer	gebrauchsfertig	15 Sekunden	Hautfläche mit dem Alko-Tupfer abreiben	
<b>Hautverletzungen</b>	vor dem Pflaster	Octenisept® *	gebrauchsfertig	1 Minute	Wundareal besprühen oder abreiben und abtrocknen lassen	
<b>Haut und Hände</b>	nach sichtbarer Kontamination und nach Bedarf	Unigloves® Haut- und Händedesinfektion	gebrauchsfertig	30 Sekunden	Hautareal abreiben	
<b>allgemeine Instrumente</b>	Sofort nach Gebrauch	Unigloves® Instrumentendesinfektion forte	Gebrauchslösung: 1,5 % Im Ultraschall: 3%	60 Minuten 5 Minuten	Instrumente einlegen. Nach Einwirkzeit mechanisch reinigen, abspülen, trocknen, ggf. sterilisieren.	
<b>Sterilisation</b>	nach der Desinfektion soweit erforderlich	Dampfsterilisator (Autoklav) bzw. Heißluftsterilisator mit automatischer Luftumwälzung			Instrumente in Folienbeuteln oder Kassetten in Sterilisator legen. Nach Herstellerangaben sterilisieren	
<b>Rotierende Präzisionsinstrumente</b>	nach jeder Behandlung	Unigloves® Bohrerbad	gebrauchsfertig	30 Minuten	Schleifer und ähnliches in Fertiglösung einlegen. Nach Beendigung der Einwirkzeit nicht mit Wasser abspülen sondern abtrocknen lassen, z.B. auf einem Zellstofftuch	
<b>Kleine Flächen</b>	nach jeder Behandlung	Unigloves® Sprühdeseinfektion	gebrauchsfertig	1 Minute	Präparat auf die Fläche auftragen, einwirken lassen, auf vollständige Benetzung achten. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.	
<b>Große Flächen</b>	nach Dienstschluss und nach Bedarf	Unigloves® Flächendesinfektion	Gebrauchslösung: 1%	60 Minuten	Mit in Desinfektionsmittellösung getränktem Tuch abwischen (Schutzhandschuhe). Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.	
<b>Wäsche</b>	nach Gebrauch, der Arbeitskittel bzw. die Schutzkleidung möglichst täglich, bei sichtbarer Verschmutzung sofort	Haushaltsübliche Waschmaschine			Kochwaschgang in haushaltsüblicher Waschmaschine	
<b>Abfall</b>	Die Abfalleimer sind täglich mit Grobdesinfektionsmittellösung zu desinfizieren. Grundsätzlich Abfallbeutel verwenden				Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände dürfen nur sicher umschlossen in den Abfall gegeben werden. Entsorgung gem. LAGA-Richtlinie für Krankenhausabfälle	

\* nur in Apotheken erhältlich

**Als Handschutz empfehlen wir puderfreie Unigloves® Latex-, Vinyl- oder Nitrilhandschuhe, sowie Unigloves® Hautbalsam gegen trockene Hände**

Wir empfehlen:

- Unigloves Langarmwandspender für Flüssigseife und/oder Händedesinfektion
- Unigloves Desinfektionswanne mit Sieb und Deckel
- Unigloves Papier-Handtücher

Detaillierte Produktbeschreibungen der Unigloves Desinfektionen finden Sie auch im Internet auf [www.kleiss.at](http://www.kleiss.at) unter der Rubrik "Technische Datenblätter"